

ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ SPERMATU - NATIVNÍ SPERMIOGRAM

Jméno, příjmení:	
Rodné číslo:	
Bydliště:	
Odběr dne, čas:	
Abstinence:	
Datum:	Podpis lékaře:

PODMÍNKY PRO ODBĚR EJAKULÁTU

- před vyšetřením doporučujeme dodržet 4 až 5 dnů bez ejakulace, min. 48 hodin.
- vzorek má být získán čistou masturbací, aby nemohla první porce ejakulátu, nejbohatší na spermie, uniknout mimo nádobu. Vzorek nesmí být jakkoliv znečištěn, např. slinami, poševními sekrety nebo získáním z kondomu. Získání ejakulátu z přerušované soulože není akceptováno.
- veškeré množství ejakulátu má být odebráno do čisté nádoby, která nemusí být sterilní, ale musí však být zbavena jakýchkoliv zbytků dezinfekce a chemikálií. Stačí kvalitní proplach, umytí a vysušení.
- transport ke zpracování nesmí trvat déle než 1 hod. od odběru. Čím kratší čas uplyne mezi odběrem a zpracováním, tím přesnější je výsledek.
- nádobka musí být transportována při teplotě blízké tělesné - hranice od 20 do 40°C
- při předání vzorku je nutné mít u sebe doklad totožnosti
- vzhledem k variabilitě vzorku by měl být odebrán druhý vzorek ejakulátu v intervalu ne dříve než za týden a ne později než za tři týdny

NÁLEZ LABORATOŘE:

objem:		
pH:		
barva:		
doba zkapalnění:		
viskozita:		
koncentrace <i>sp</i> :		
celkový počet <i>sp</i> :		
pohyblivost <i>sp</i> (%):	progresivní (PR):	
	neprogresivní (NP):	
	nepohyblivost (IM):	
	celková pohyblivost:	
leukocyty, příměsí:		
morfologie <i>sp</i> :		
datum:	podpis:	

GYNEKO spol. s r.o., Smetanova 954, 755 01 Vsetín
 Klinická laboratoř společnosti IČO: 47681268, Tel.: 571 411 584

ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ SPERMATU - NATIVNÍ SPERMIOGRAM

Jméno, příjmení:	
Rodné číslo:	
Bydliště:	
Odběr dne, čas:	
Abstinence:	
Datum:	Podpis lékaře:

PODMÍNKY PRO ODBĚR EJAKULÁTU

- před vyšetřením doporučujeme dodržet 4 až 5 dnů bez ejakulace, min. 48 hodin.
- vzorek má být získán čistou masturbací, aby nemohla první porce ejakulátu, nejbohatší na spermie, uniknout mimo nádobu. Vzorek nesmí být jakkoliv znečištěn, např. slinami, poševními sekrety nebo získáním z kondomu. Získání ejakulátu z přerušované soulože není akceptováno.
- veškeré množství ejakulátu má být odebráno do čisté nádoby, která nemusí být sterilní, ale musí však být zbavena jakýchkoliv zbytků dezinfekce a chemikálií. Stačí kvalitní proplach, umytí a vysušení.
- transport ke zpracování nesmí trvat déle než 1 hod. od odběru. Čím kratší čas uplyne mezi odběrem a zpracováním, tím přesnější je výsledek.
- nádobka musí být transportována při teplotě blízké tělesné - hranice od 20 do 40°C
- při předání vzorku je nutné mít u sebe doklad totožnosti
- vzhledem k variabilitě vzorku by měl být odebrán druhý vzorek ejakulátu v intervalu ne dříve než za týden a ne později než za tři týdny

NÁLEZ LABORATOŘE:

objem:		
pH:		
barva:		
doba zkapalnění:		
viskozita:		
koncentrace <i>sp</i> :		
celkový počet <i>sp</i> :		
pohyblivost <i>sp</i> (%):	progresivní (PR):	
	neprogresivní (NP):	
	nepohyblivost (IM):	
	celková pohyblivost:	
leukocyty, příměsí:		
morfologie <i>sp</i> :		
datum:	podpis:	

GYNEKO spol. s r.o., Smetanova 954, 755 01 Vsetín
 Klinická laboratoř společnosti IČO: 47681268, Tel.: 571 411 584